



IWAKI ニュース

2017 No. 6



ティッシュカルチャーコーナー

- NEW プラスチックピペット夏得キャンペーンのお知らせ
- EZSPHERE®SP 製品の滅菌方法変更についてのお知らせ

2017年6月吉日

テ | イ | ッ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

キャンペーン

NEW プラスチックピペット夏得キャンペーンのお知らせ

新シリーズ・プラスチックピペットをご購入のお客様へ、プレゼントキャンペーンを実施致します。
是非、この機会にご検討ください。

1. キャンペーン内容：

対象製品 2 ケースご購入につき、iwaki シロップメーカー 1 個をプレゼント。

(キャンペーンリーフレット裏面の専用注文書に、ご所属や個数をご記入頂き、販売店へお渡しください。)

※プレゼント品の色はご指定頂けません。

<キャンペーン対象製品>

オールプラスチック包装プラスチックピペット 6品種

ペーパープラスチック包装プラスチックピペット 6品種

※詳細は、キャンペーンリーフレットをご参照ください。

⇒ http://www.atgc.co.jp/div/rika/pdf/IWAKIcampaign_0525.pdf

2. キャンペーン期間： 2017 年 6 月 1 日より 2017 年 8 月 31 日弊社受注分まで

3. キャンペーンリーフレット： 添付 pdf ファイルをご参照ください。

また、弊社製品販売の特約店へお申し付けください。

⇒ 各地域の弊社特約店リスト <http://www.atgc.co.jp/div/agency.html>

2017年6月吉日

仕様変更

EZSPHERE®SP 製品の滅菌方法変更についてのお知らせ

EZSPHERE®SP 製品は、滅菌方法を放射線滅菌から EOG 滅菌に変更致します。
放射線滅菌品の在庫が無くなり次第、順次 EOG 滅菌品に変更となります。

1. EZSPHERE®SP 製品の滅菌方法変更内容

現行：放射滅菌、滅菌保証レベル SAL10⁻³

↓

変更後：EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌、滅菌保証レベル SAL10⁻⁶

滅菌方法変更に伴い、有効期限確認試験を実施していくため、
当面 製品表示の有効期限が短めになりますが、確認後に延長していく計画です。

2. その他

EZSPHERE®表面の微細ウエル(マイクロウエル)形状や、SP コート非接着能 等
製品の性能には変更ありません。

2017年6月吉日