

テ	イ	ツ	シ	ユ	カ	ル	チ	ャ	ー	コ	ー	ナ	ー
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

販売開始

プレート用カバーフィルム G-Medic® CF 販売開始のお知らせ

細胞輸送用プレート用カバーフィルム G-Medic® CF を 販売開始致します。

1. 販売開始時期 : 2019年9月5日より

2. 販売開始対象製品:

品種コード	品名	内袋 入数(枚)	箱入数(枚)	標準価格 (円/箱)	2018年総合カタログ 掲載ページ
CF-PZ-2	G-Medic® CF プレート用カバーフィルム	10	50	30,000	37

3. 製品の特長

<旭化成パックス社製品・細胞輸送用プレート用カバーフィルム G-Medic® CF>

- マイクロプレート内で培養中の細胞輸送用補助フィルムです。
- 自己密着性樹脂層を持ち、接着剤フリーのため、培地が付着しても接着剤溶出の心配がありません。
- 有孔加工を施しており、水分の蒸発を抑えつつ、ガス透過性の高いフィルムです。
- 放射線滅菌済み
- エンドトキシン試験済み

※ 液漏れや無菌性を保つための フィルムではありません。

2019年10月吉日

販売中止**PCR プレート用シーリングフィルム 在庫限り販売中止のお知らせ**

諸般の事情により、下記製品を在庫限り販売中止させていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫限り販売中止

2. 販売中止対象製品:

品種コード	品名	2018年総合カタログ 掲載ページ
1490-100	PCR用シーリングフィルム	39, 110

2019年10月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

キャンペーンIWAKI ディスポーザブルガラス製品 50% or 45%OFF キャンペーン のお知らせ

ディスポーザブルガラス試験管とパスツールピペットのキャンペーンを実施します。
この機会に、是非ご購入をご検討ください。

1. キャンペーン期間： 2019 年 10 月 1 日より 2019 年 12 月 27 日ご注文分まで
2. キャンペーン対象製品： ディスポーザブルガラス試験管 9 品種、パスツールピペット 2 品種
※別紙対象製品リストをご覧ください。
3. キャンペーン価格： 現標準小売価格から 50%OFF または 45%OFF
※ 3 外箱以上をご注文の場合、キャンペーン価格適用となります。
詳細は、別紙対象製品リストや、キャンペーンリーフレットをご覧ください。
4. ご注文方法 : キャンペーンリーフレット裏面の専用注文書に、必要情報を記載頂き、
弊社特約店へご注文ください。

2019年10月吉日

価格改定

ディスプレイガラス試験管(シリコンコーティング済み)販売価格改定のお知らせ

諸般の事情により標準価格の改定を実施致します。

1. 価格改定時期:2019年11月1日受注分より

2. 対象製品:

品種コード	品名	入数	現・標準価格 (円/箱)	新・標準価格 (円/箱)	新・標準価格 (円/個)
9831-SIL	ディスプレイガラス試験管 (シリコンコーティング済み)	1,000	15,200	16,200	16.2

※2018 IWAKI サイテック総合製品カタログ 164 ページ掲載

3. 仕様・入数には変更ありません。

販売中止

ウェア製品 一部製品販売中止のお知らせ

一部ウェア製品につきまして、諸般の事情により、販売中止とさせていただきますのでご案内致します。

1. 対象製品

別添、販売中止品リストをご覧ください。

2. 販売中止時期:在庫限り販売中止

※在庫ないものは即日販売中止

3. 代替品なし

2019年10月吉日

IWAKIディスプレイガラス製品キャンペーン対象製品リスト

(消費税別途)

No.	品種コード	製品名	外箱 入数	標準価格 (円)	キャンペーン 割引率(%)	キャンペーン 価格(円)
1	9830-1007	ディスプレイガラス試験管10×75mm	1,000	13,000	50%	6,500
2	9831-1207	ディスプレイガラス試験管12×75mm	1,000	14,000	50%	7,000
3	9832-1310	ディスプレイガラス試験管13×100mm	1,000	18,000	50%	9,000
4	9833-1508	ディスプレイガラス試験管15×85mm	1,000	21,000	45%	11,550
5	9834-1610	ディスプレイガラス試験管16×100mm	1,000	24,000	45%	13,200
6	9835-1612	ディスプレイガラス試験管16×125mm	1,000	28,000	45%	15,400
7	9836-1615	ディスプレイガラス試験管16×150mm	1,000	31,000	45%	17,050
8	9837-1815	ディスプレイガラス試験管18×150mm	500	18,000	45%	9,900
9	9838-2015	ディスプレイガラス試験管20×150mm	500	24,500	45%	13,480
10	IK-PAS-5P	パスツールピペット(ガラス製)5インチ	1,000	9,900	50%	4,950
11	IK-PAS-9P	パスツールピペット(ガラス製)9インチ	1,000	11,000	50%	5,500

お客様各位

IWAKI news 2019年10月
AGCテクノグラス株式会社
コンシューマ本部営業部
サイテック営業G

●一部ウエア製品 販売中止品種リスト

下記の品種は在庫無くなり次第販売中止とさせていただきます。

2018 カタログ ページ	品種コード	製品名	
1	148	MES-HOL3N	メスホルダー(NO.3)
2	148	MES-HOL4N	メスホルダー(NO.4)
3	148	MES-BR11N	MES-HOL3用替刃(尖刃)
4	148	MES-BR21N	MES-HOL4用替刃(円刃)
5	148	NED-HOL-A	有柄針
6	148	PIN18-190	植物培養用ピンセット 技工用直 190mm
7	148	PIN18-250	植物培養用ピンセット 技工用直 250mm
8	148	PIN18-300	植物培養用ピンセット 技工用直 300mm
9	148	PIN28-175	植物培養用ピンセット ルーツェ直 175mm
10	148	PIN28-250	植物培養用ピンセット ルーツェ直 250mm
11	148	PIN28-300	植物培養用ピンセット ルーツェ直 300mm
12	148	PIN19-190	植物培養用ピンセット 精機用先曲り 190mm
13	148	PIN19-250	植物培養用ピンセット 精機用先曲り 250mm
14	148	PIN19-300	植物培養用ピンセット 精機用先曲り 300mm
15	148	PIN17-150A	植物培養用ピンセット 外科 150mm
16	148	PIN17-230A	植物培養用ピンセット 外科 230mm
17	148	PIN22-125	植物培養用ピンセット 外科 125mm
18	155	3161DISH90-20	ペトリ皿(ソーダ石灰硝子製) 90mm
19	277	7614SHEET300-0.5	シリコンゴムシート 規格300-0.5
20	277	7614SHEET300-1	シリコンゴムシート 規格300-1
21	277	7614SHEET300-1.5	シリコンゴムシート 規格300-1.5
22	277	7614SHEET300-2	シリコンゴムシート 規格300-2
23	277	7614SHEET300-3	シリコンゴムシート 規格300-3
24	277	7614SHEET300-4	シリコンゴムシート 規格300-4
25	277	7614SHEET300-5	シリコンゴムシート 規格300-5
26	277	7614SHEET300-6	シリコンゴムシート 規格300-6
27	277	7614SHEET300-8	シリコンゴムシート 規格300-8
28	277	7614SHEET300-10	シリコンゴムシート 規格300-10
29	277	7614SHEET500-1	シリコンゴムシート 規格500-1
30	277	7614SHEET500-1.5	シリコンゴムシート 規格500-1.5
31	277	7614SHEET500-2	シリコンゴムシート 規格500-2
32	277	7614SHEET500-3	シリコンゴムシート 規格500-3
33	277	7614SHEET500-4	シリコンゴムシート 規格500-4
34	277	7614SHEET500-5	シリコンゴムシート 規格500-5
35	277	7614SHEET500-6	シリコンゴムシート 規格500-6
36	277	7614SHEET500-8	シリコンゴムシート 規格500-8
37	277	7614SHEET500-10	シリコンゴムシート 規格500-10