



テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

## 訂正

### クライオジェニックバイアル・キャップ素材の誤表記について

クライオジェニックバイアル・キャップ素材について、カタログ表記に誤りがあったため、訂正させていただきます。

- 2018 IWAKI サイテック総合製品カタログ 84 ページ掲載

(誤)


本体	ポリプロピレン(PP)
キャップ	高密度ポリエチレン(HDPE)
Oリング	シリコン

(正)

	279* -00* (内ネジ製品)	278* -00* (外ネジ製品)
本体	PP	PP
キャップ	PP	HDPE
Oリング	シリコン⇒TPV	無し

TPV (thermoplastic vulcanizate、熱可塑性エラストマ)

シリコン製のOリング(透明) ⇒ TPV製のOリング(白色) 順次変更中



2020年3月吉日

## 一時販売中止

### カバーガラス(25mm)コラーゲン I / 他コート製品の一時販売中止のお知らせ

カバーガラス素材切り替えの為、一時販売中止とさせていただきます。

販売再開時に改めてご案内させていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫限り販売中止

ポリエチレンイミン・コート品 4925-060 は、受注生産品の為、即日販売中止となります。

2. 一時販売中止対象製品

品種コード	品名、製品情報	2018年総合 カタログ掲載 ページ
4925-010	コラーゲン I コート カバーガラス(径 25mm)	67
4925-040	ポリ-L-リジン コート カバーガラス(径 25mm)	69
4925-060	ポリエチレンイミン コート カバーガラス(径 25mm)	71

2020年3月吉日

## 販売中止

### PCR プレート用マットカバー材質の誤表記と販売中止のお知らせ

PCR プレート用マットカバーの材質について、下記の通りカタログ表記に誤りがあったため、訂正させていただきます。  
また、在庫なしのため、即日販売中止とさせていただきます。

#### 1. カタログ誤表記について

材質の表記について、誤りがありましたので、訂正いたします。

##### ●カタログ表記：(誤)

品種コード	規格	材質
1495-096	マットカバー	シリコン

##### ●カタログ表記：(正)

品種コード	規格	材質
1495-096	マットカバー	TPE(熱可塑性エラストマ)

※2018 IWAKI サイテック総合製品カタログ 110 ページ掲載

2. 該当製品は、在庫無しの為、即日販売中止とさせていただきます。

2020年3月吉日

## Thermo Scientific 社 トランスファーピペット 販売中止のお知らせ

Thermo Scientific 社との契約終了により、在庫限り販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫限り販売中止

※ SM262-1S は、3 月に追加 16 箱入荷予定があります。

2. 販売中止対象製品

品種コード	製品名	2018 年総合 カタログ掲載 ページ
SM232-1S	トランスファーピペット 3.5mL × 147mm 個包装	92
SM233-1S	トランスファーピペット 5.0mL × 153mm 個包装	92
SM234-1S	トランスファーピペット 6.0mL × 147mm 個包装	92
SM251-1S	トランスファーピペット 3.5mL × 155mm 個包装	92
SM262-1S	トランスファーピペット 3.5mL × 225mm 個包装	92

2020年3月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

一時販売中止WARE 製品一部販売中止のお知らせ

下記 WARE 製品に関しまして、諸般の事情により販売中止とさせていただきます。

## 1. 対象製品:

2018 総合カタログ 掲載ページ	販売中止 品種コード	製品名	代替品
111 及び 275	DUST-BOX40	廃棄箱	無し
190	FNL-RACK	ロート台	無し
217	BRT-RACK	ビューレット台 2 個掛	無し
218	F-B-2103BURET10S	自動ビューレット(茶, 平面ジョイント式, テフロンコック 付, ニュースタンダード) 10mL	無し
218	F-B-2103BURET25S	自動ビューレット(茶, 平面ジョイント式, テフロンコック 付, ニュースタンダード) 25mL	無し
218	F-B-2103BURET50S	自動ビューレット(茶, 平面ジョイント式, テフロンコック 付, ニュースタンダード) 50mL	無し
219	F-B-2103BURET-P10S	自動ビューレット(茶, 平面ジョイント式, テフロンコック 付)本体 10mL	無し
219	F-B-2103BURET-P25S	自動ビューレット(茶, 平面ジョイント式, テフロンコック 付)本体 25mL	無し
219	F-B-2103BURET-P50S	自動ビューレット(茶, 平面ジョイント式, テフロンコック 付)本体 50mL	無し

## 2. 販売中止時期: 在庫限りで販売中止とさせていただきます。

2020年3月吉日

**耐熱性 PTFE ライナーパッキン付きフェノールキャップ(24 サイズ、28 サイズ)****一時販売中止のお知らせ**

耐熱性 PTFE ライナーパッキン付きのフェノールキャップ(24 サイズ、28 サイズ)に関しまして、現在、PTFE ライナーパッキン付きキャップ同様、成形用金型の更新を行っております。つきましては、更新完了までの期間、使用製品を含め、一時販売中止とさせていただきます。販売再開時期に関しましては、目途が立ち次第ご連絡させて頂く予定です。ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご容赦を賜ります様お願い申し上げます。

## 1. 一時販売中止対象製品

品種コード	品名	2018 年総合カタログ 掲載ページ
9998CAPH410-24	キャップNo. 410-24	159
9998CAPH410-28	キャップNo. 410-28	159

## 2. 販売中止時期：現在庫分が、完売次第 一時販売中止とさせていただきます。