

## キャンペーン専用注文書

◎ 太線枠にご記入頂き、販売店へご依頼ください。

【ご注文日:2017年 月 日】

お名前		E-Mail	
ご勤務先/学校名		ご所属	
ご住所	(〒 - )		
電話番号	-	-	利用販売店

### 【注文欄】

品種コード	ご注文数	新規または切替に○	合計
		新規・切替(メーカー名 )	
		新規・切替(メーカー名 )	
		新規・切替(メーカー名 )	
		新規・切替(メーカー名 )	
		新規・切替(メーカー名 )	

◎ ご注文数に応じて、プレゼント品注文口数をご記入ください。  
プレゼント品のお届けにはお時間頂く場合があります。

<b>5箱</b>	2362-025-MYP	25mL遠沈管 MyPack®	口数
<b>8箱</b>	2355-100-MYP	100mL遠沈管 MyPack®	口数

### 【弊社使用欄】

得意先	納入先コード	摘要	出荷日	承認印	処理印

<注>本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、プレゼント品の発送管理に用いる他、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用致します。

- 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2017年9月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しましては、予告なく変更する場合がございます。
- 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。

### AGCテクノグラス株式会社

**AGC** コンシューマ本部 営業部 サイテック営業グループ  
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20  
http://www.atgc.co.jp/div/rika/  
TEL:03-5627-3832 FAX:03-5627-3837



# IWAKIを買って もりもり実験しよう キャンペーン


## 秋盛

**キャンペーン期間:2017年9月1日(金)~11月30日(木)(ご依頼分まで)**

新規 or 他社切替で、ティッシュカルチャー製品をご購入のお客様に、  
**IWAKI** 人気製品プレゼント！是非この機会にご検討ください。



## 対象36品種



対象製品から、  
まとめてご注文ください！

## プレゼント品

対象製品 **5箱** 25mL遠沈管 MyPack®  
ご注文頂くと

対象製品 **8箱** 100mL遠沈管 MyPack®  
ご注文頂くと



をプレゼント致します。

## 付着性細胞培養用製品(表面処理済)



- 培養面に特殊表面処理を施し、優れた細胞接着性と増殖性を実現しています。
- 線維芽細胞による培養試験によって性能を確認しています。
- 放射線滅菌済
- エンドトキシンレベル: ≤0.5EU/mL
- 材質: ポリスチレン(フラスコのCAPは除く)


### ディッシュ

- 35, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状です。
- 150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。


品種コード	品名	外径×高さ (mm)	培養面積 (cm <sup>2</sup> )	推奨培地量 (mL)	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
3000-035	ディッシュ35mm	40×13	9	1.8~2.7	10	300	16,500
3010-060	ディッシュ60mm	57×16	21	4.2~6.3	10	300	20,400
3020-100	ディッシュ100mm	93×21	55	11~16.5	10	300	42,600
3030-150	ディッシュ150mm	148×23	148	29.6~44.4	5	60	20,400

\*突起部分を含まない外径です。

ディッシュの側面と段差のイメージ



35mm・60mmディッシュ側面



100mmディッシュ側面

### ダブルシールキャップ付フラスコ

- 閉蓋時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換が得られます。

品種コード	培養面積 (cm <sup>2</sup> )	首部形状	容量 (mL)	推奨培地量 (mL)	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
3100-025	25	カントネック	70	5~7.5	10	300	64,500
3102-025	25 slim	カントネック	60	5~7.5	10	300	64,500
3110-075	75	カントネック	270	15~22.5	5	100	35,000
3120-150	150	カントネック	600	30~45	5	40	32,000
3160-225	225	ストレート	900	45~67.5	5	25	21,500

### ベントキャップ付フラスコ

- 閉蓋状態で良好なガス交換を実現します。


品種コード	培養面積 (cm <sup>2</sup> )	首部形状	容量 (mL)	推奨培地量 (mL)	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
3103-025	25	カントネック	70	5~7.5	10	300	78,000
3113-025	25 slim	カントネック	60	5~7.5	10	300	78,000
3123-075	75	カントネック	270	15~22.5	5	100	42,000
3133-150	150	カントネック	600	30~45	5	40	33,600
3143-225	225	ストレート	900	45~67.5	5	25	24,000



### マイクロプレート

- 独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインで、クロスコンタミネーションを防止します。

品種コード	ウエル	ボトム形状	ウエル容量 (mL)	推奨培地量 (mL)	蓋	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
3810-006	6	平底	16	1.5~3.0	●	1	50	21,000
3815-012	12	平底	6.5	1.0~1.5	●	1	50	23,000
3820-024	24	平底	3.4	0.7~1.0	●	1	50	27,000
3830-048	48	平底	1.33	0.5~0.8	●	1	50	26,000
3860-096	96	平底	0.35	0.1~0.2	●	1	50	23,000
3861-096	96	平底	0.35	0.1~0.2	●	10	50	22,500
3870-096	96	U底	0.35	0.15~0.25	●	1	50	23,000



## 浮遊性細胞培養製品(表面処理なし)



- ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などに最適
- 放射線滅菌済
- エンドトキシンレベル: ≤0.5EU/mL
- 材質: ポリスチレン(フラスコのCAPは除く)

### ディッシュ

- 35, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状です。
- 150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。

品種コード	品名	外径×高さ (mm)	培養面積 (cm <sup>2</sup> )	推奨培地量 (mL)	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
1000-035	ディッシュ35mm	40×13	9	1.8~2.7	10	300	11,100
1010-060	ディッシュ60mm	57×16	21	4.2~6.3	10	300	12,000
1020-100	ディッシュ100mm	93×21	55	11~16.5	10	300	22,500
1030-150	ディッシュ150mm	148×23	148	29.6~44.4	5	60	16,800

\*突起部分を含まない外径です。

### ダブルシールキャップ付フラスコ

- 閉蓋時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換が得られます。

品種コード	培養面積 (cm <sup>2</sup> )	首部形状	容量 (mL)	推奨培地量 (mL)	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
1100-025	25	カントネック	70	5~7.5	10	300	64,500
1110-075	75	カントネック	270	15~22.5	5	100	35,000
1160-225	225	ストレート	900	45~67.5	5	25	21,500



### ベントキャップ付フラスコ

- 閉蓋状態で良好なガス交換を実現します。


品種コード	培養面積 (cm <sup>2</sup> )	首部形状	容量 (mL)	推奨培地量 (mL)	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
1103-025	25	カントネック	70	5~7.5	10	300	78,000
1123-075	75	カントネック	270	15~22.5	5	100	42,000
1143-225	225	ストレート	900	45~67.5	5	25	24,000

### マイクロプレート

- 独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインで、クロスコンタミネーションを防止します。

品種コード	ウエル	ボトム形状	ウエル容量 (mL)	推奨培地量 (mL)	蓋	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
1810-006	6	平底	16	1.5~3.0	●	1	50	18,000
1820-024	24	平底	3.4	0.7~1.0	●	1	50	22,500
1830-048	48	平底	1.33	0.5~0.8	●	1	50	24,000
1860-096	96	平底	0.35	0.1~0.2	●	1	50	23,000
3875-096	96	U底	0.35	0.15~0.25	-	1	50	22,500

各種製品の詳細・寸法などは、IWAKIカタログ最新版をご参照ください。



## プレゼント品

### 自立型遠沈管(レーザーマーカー目盛付)

- トリプルシールキャップ
- フラットトップキャップのため、書き込みが容易です。
- 放射線滅菌済
- DNase, RNase, DNAフリー保証
- エンドトキシンレベル: ≤0.5EU/mL

品種コード	品名	容量 (mL)	材質 (本体/CAP)	サイズ (mm)	内袋入数 (本)	箱入数 (本)	標準価格 (円/箱)
2362-025-MYP	遠沈管Mini	25	PP/HDPE	29×75	20	60	4,100
2355-100-MYP	遠沈管100mL	100	PP/HDPE	45×104	5	30	7,200

PP: ポリプロピレン HDPE: 高密度ポリエチレン

\*MyPack®シリーズは通常品より少ない包装単位で、内袋の品種コードには「MYP」の記載はありません。



遠沈管Mini



遠沈管100mL

