

IWAKI 2021 ARIGATO キャンペーン

日頃のご愛顧ありがとうございます

ディスポーザブルガラス試験管 & パスツールピペット

50% OFF or 45% OFF

キャンペーン期間 **2021年12月1日(水)～2022年2月28日(月)** 【ご注文まで】

3外箱以上(どれでも)ご注文で、**50%または45%OFF**にてご提供します!是非この機会にご検討ください。
ご注文の際は、裏面のキャンペーン専用注文書にてお願いします。

※割引価格は、それぞれ本リーフレットにてご確認ください。

ディスポーザブルガラス試験管

- 材質：ホウケイ酸ガラス
- 肉厚は概略肉厚です。
- 容量は全高の80%で計算したものです。

No.	品種コード	容量 (mL)	直径×長さ (mm)	肉厚 (mm)	箱入数		標準価格 (円/外箱)	キャンペーン価格 (円/外箱)
					本/内箱	本/外箱		
1	9830-1007	3	10×75	0.8	250	1,000	14,300	7,150
2	9831-1207	5	12×75	0.8	250	1,000	15,400	7,700
3	9832-1310	8	13×100	0.8	250	1,000	19,800	9,900
4	9833-1508	9	15×85	0.8	250	1,000	23,100	12,710
5	9834-1610	12	16×100	0.8	250	1,000	26,400	14,520
6	9835-1612	15	16×125	0.8	250	1,000	30,800	16,940
7	9836-1615	18	16×150	0.8	250	1,000	34,100	18,760
8	9837-1815	24	18×150	0.85	125	500	19,800	10,890
9	9838-2015	30	20×150	0.85	250	500	26,950	14,830

● 箱入数は重量基準から計算した概数です。




パスツールピペット

- 材質：ソーダ石灰ガラス
- 内口径約0.8～1.4mm
- 容量は約1.5mL

No.	品種コード	直径 (mm)	全長 (mm)	毛細管長さ (mm)	箱入数		標準価格 (円/外箱)	キャンペーン価格 (円/外箱)
					本/内箱	本/外箱		
10	IK-PAS-5P	7	146	約 40	200	1,000	11,390	5,700
11	IK-PAS-9P	7	229	約115	200	1,000	12,650	6,330

● 箱入数は重量基準から計算した概数です。



パスツールピペットご使用上の注意

ガラス製品には次のような破損リスクが有ります。お怪我の可能性も考えられますのでご使用前には必ず点検を行い、異常がありましたら速やかに使用を中止してください。
ご使用の際は、必ず使用目的に応じた専門知識を有する指導者のもとでご使用ください。

- ガラスは脆く割れやすい性質があります。特に先端は細く折れやすいのでご注意ください。
- ガラスは急加熱・急冷却など温度変化により破損したり、亀裂を生じる事があります。
- 表面についた微細な傷が原因となり、弱い力でも破損する事があります。

注意：ガラス製品の取り扱いには充分ご注意ください。使用前に点検し、キズ・カケのある物は使用しないでください。

キャンペーン専用注文書 (2021年12月1日～2022年2月28日)

◎ 太線枠にご記入頂き、販売店へご依頼ください。

お客様による自筆ご注文 販売店による代筆ご注文

【ご注文日：202 年 月 日】

ご施設名		ご所属	
お名前		TEL	() -
ご住所	(〒 -)		
利用販売店	(支店・営業所) 担当名		

◎ ご注文の合計が、3外箱以上になるように数量をご記入ください。

No.	品種コード	現在ご使用のメーカーはどちらですか？	ご注文箱数	処理欄
1	9830-1007	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
2	9831-1207	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
3	9832-1310	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
4	9833-1508	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
5	9834-1610	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
6	9835-1612	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
7	9836-1615	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
8	9837-1815	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
9	9838-2015	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
10	IK-PAS-5P	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
11	IK-PAS-9P	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
合計				

◎ 簡単なアンケートにお答えください。□に✓を入れてください。

● 今回のキャンペーンはどちらでお知りになりましたか？

販売店の紹介 知り合いの研究者、他からの紹介 インターネット(IWAKIホームページを見て)

● 従来、本製品をお選びになる際の優先事項はなんですか？

メーカー・ブランド 品質 価格 その他()

【弊社使用欄】

得意先	納入先コード	摘要	出荷日

(注)本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用致します。

- 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2021年12月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。